


SPプレート チタン頭蓋骨固定システム メッシュシリーズ

ユニークなデザインと豊富なバリエーションのメッシュシリーズ。
三次元的形成も容易に行えます。


テリオン

前頭側頭開頭の手術で、将来的に生じる頭皮の菲薄化による沈み込みを防ぐためテリオナル部分を覆うメッシュプレートです。これまで先生方のご要望を元にさまざまな形状を製作しており、各先生の手技に合わせた留置が可能です。

原寸大




SP330R / 0.3mm
SP330RSF / 0.3mm
SP30R / 0.5mm




SP330 / 0.3mm
SP30 / 0.5mm


SP339SF / 0.3mm




適応部位



SP345 / 0.3mm



SP344SF / 0.3mm




SP347 / 0.3mm

※眼窩上縁にフィットするように、左右端部が屈曲しています。

開頭一般

3次元に加工が可能なメッシュプレート（特許取得済）で、骨切り線に合わせて固定をするため、骨溝を被い将来的な骨片の菲薄化による頭皮の沈み込みを防ぎます。1枚のメッシュで幅が2種類あり、また十分な長さがありますので、様々な開頭をこの1枚で行う事が可能です。

原寸大




適応部位




SP440 / 0.4mm

後頭蓋


後頭蓋手術（三叉神経痛・顔面痙攣の神経減圧術・聴神経腫瘍）用に開発されたメッシュで、欠損部にフィットし三次元形成も容易に行えます。大きさも3種類用意しており、様々な手技に対応可能です。



SP40 / 0.5mm



SP346SF / 0.3mm



SP376 / 0.3mm

適応部位



製品一覧 [メッシュシリーズ]

※SFはソフトタイプです。

品番	製品名	規格		JANコード
		長さ	厚み	
SP330R	メッシュ(扇型:20×100mm)リバーシブル"S" 0.3	20×100mm	0.3	4571324418346
SP330RSF	メッシュ(扇型:20×100mm)リバーシブル ソフトタイプ	20×100mm	0.3	4582485407209
SP30R	メッシュ(扇型:20×100mm)リバーシブル"S" 0.5	20×100mm	0.5	4571324414911
SP330	メッシュ(扇型:20×100mm)0.3	20×100mm	0.3	4571324418322
SP30	メッシュ(扇型:20×95mm)0.5	20×95mm	0.5	4571324414904
SP339SF	テリオンメッシュSF(25×35mm)0.3	25×35mm	0.3	4571324415222
SP345	メッシュ(扇型:小 25×50mm)0.3	25×50mm	0.3	4571324415468
SP344SF	メッシュSF(扇型:中 20×80mm)0.3	20×80mm	0.3	4582485407148
SP347	シンメトリーテリオンメッシュ(20×100mm)0.3	20×100mm	0.3	4582485407216
SP440	チタンブリッジ(35×100mm)0.4	35×100mm	0.4	4571324414393
SP40	JNメッシュ(L:35×40mm)0.5	35×40mm	0.5	4571324410814
SP346SF	JNメッシュ(M:25×35mm)0.3	25×35mm	0.3	4571324410449
SP376	JNメッシュセット 0.3	20×35mm	0.3	4571324417516

機能区分: ^{固定用内副子} F2-a-2

販売名: SPプレート
医療機器承認番号: 22200BZX00866000

取扱代理店

製造販売元 **ケンテック株式会社**
〒162-0043 東京都新宿区早稲田南町5-2-2
TEL.03-5155-2596 FAX.03-5155-2598

製造元 **プロスパー株式会社**
〒945-1355 新潟県柏崎市軽井川2028番地6
TEL.0257-24-5277 FAX.0257-24-8620

販売元 **エス・アンド・ブレイン株式会社**
〒279-0012 千葉県浦安市入船1-5-2 フライムタワー新浦安1201
TEL.047-316-0517 FAX.047-316-0518