

SP Neurosurgery Implants *Burr hole* **Button**

超高分子量ポリエチレン製

頭蓋骨補綴材 SPバーホールボタンⅡ

good fastening

made in Japan






S&Brain



- 超高分子量ポリエチレン製で高い衝撃強度を有し、**破損・折損するリスクが小さい。**

- **Low Profile** : 骨からの突出は0.75mm、ボタン外周は0.3mm。 

超高分子量ポリエチレン | 人工関節等の長期埋植医療機器に使用されている、生体親和性が高い材料。



※本製品の軸部が頭蓋骨内板から硬膜に突出する恐れがあるので、設置する位置の**骨の厚みが3mm以上**であることをご確認ください。

品番	製品名	規格(mm)			JANコード	機能区分	特定器材コード
		外径	内径	高さ			
SPB200	SPバーホールボタンⅡ (S18)	18	10.5	3.6	4580758643545	AB-10	736280000
SPB201	SPバーホールボタンⅡ (D18)				4580758643569		
SPB300	SPバーホールボタンⅡ (S15)	15	10		4580758643583		
SPB301	SPバーホールボタンⅡ (D15)				4580758643606		

販売名: SPバーホールボタン
承認番号: 30200BZX00012000
一般的名称: 人工骨インプラント
JMDN: 17751000

取扱代理店

製造販売元

プロスパー株式会社

〒945-1355 新潟県柏崎市軽井川2028番地6
TEL.0257-24-5277 FAX.0257-24-8620

販売元

エス・アンド・ブレイン株式会社

〒279-0012 千葉県浦安市入船1-5-2 プライムタワー新浦安1201
TEL.047-316-0517 FAX.047-316-0518