

# SP Neurosurgery Implants Burr hole **Button**

超高分子量ポリエチレン製  
頭蓋骨補綴材 SPバーホールボタン





good fastening

made in Japan

**S&Brain**

- 超高分子量ポリエチレン製で高い衝撃強度を有し、**破損・折損するリスクが小さい。**
- ディスポーフォレーターの外刃14mm、内径11mmにフィットし、**留置後の移動の可能性が低い。**
- **Low Profile** : 骨からの突出は0.5mm、ボタン外周は0.2mm。

**超高分子量ポリエチレン** | 人工関節等の長期埋植医療機器に使用されている、生体親和性が高い材料。



※本製品の軸部が頭蓋骨内板から硬膜に突出する恐れがあるので、設置する位置の**骨の厚みが4mm以上**であることをご確認ください。

品番	製品名	規格 (mm)				JANコード	機能区分	特定器材コード
		外径	内径1	内径2	高さ			
SPB100	SPバーホールボタン (S)	18	14.4	12	4.5	4573198958683	AB-10	736280000
SPB101	SPバーホールボタン (D)					4573198958720		

販売名: SPバーホールボタン  
承認番号: 30200BZX00012000  
一般的名称: 人工骨インプラント  
JMDN: 17751000

## ホルソーカッター | SPバーホールボタン拡張用

■手回しドリルでも固定できるバーホール形状を作るためのカッター

●1番手、2番手の後にホルソーカッターを手回しドリルに装着して使用します。



●使用方法 (孔の直径12mmの場合)



品番	製品名	規格 (mm)			材料	JANコード
		全長	刃長	先端部外径		
KH01	ホルソーカッター (ゾンネ)	47.8	1.5	13	ステンレス・PEEK	4573198959611
KH02	ホルソーカッター (ミズホ)	39.3		11.5		4573198959628

一般的名称: 手術用ドリルビット 届出番号: 30200BZX00012000 JMDN: 32390000

### 取扱代理店

#### 製造販売元

#### プロスパー株式会社

〒945-1355 新潟県柏崎市軽井川2028番地6  
TEL.0257-24-5277 FAX.0257-24-8620

#### 販売元

#### エス・アンド・ブレイン株式会社

〒279-0012 千葉県浦安市入船1-5-2 プライムタワー新浦安1201  
TEL.047-316-0517 FAX.047-316-0518